



171120110047

检验报告

TESTING REPORT

报告编号
Report No.

(2020)FHB00593



样品名称
Sample Description 一次性KN95防护口罩

检验类别
Test Category 委托检验 (B)

受检单位
Inspect Entity /

委托单位
Client 福建爱福医疗科技有限公司

生产单位
Manufacture 福建爱福医疗科技有限公司

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision



(2020)FHB00593



绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验报告

Test Report

报告编号 Report No.: (2020)FHB00593

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample name	一次性KN95防护口罩	检验类别 Test category	委托检验 (B)
样品编号 Sample No	(2020)FHB00593	商标 Brand	/
型号规格 Specification	KN95	样品等级 Sample grade	/
样品数量 Sample quantity	65只(其中各样: /)	样品基数 Sample batch	/
委托单位 Consignor	福建爱福医疗科技有限公司	委托单位地址 Consignor add	福建省泉州市南安市溪美街道成功开发区聚兴路259号A座4楼
生产单位 Manufacturer	福建爱福医疗科技有限公司	生产单位地址 Manufacturer add	福建省泉州市南安市溪美街道成功开发区聚兴路259号A座4楼
受检单位 Inspected unit	/	受检单位地址 Inspected unit add	/
抽样单位 Sampling unit	/	抽样地点 Sampling add	/
抽样日期 Sampling date	/	生产日期/批号 Producing date/Batch	/
抽样/送样人员 Sampling/ Sending Samples staff	林丽贞	到样日期 Samples Arrival date	2020年03月17日
检验日期 Testing date	2020年03月17日~2020年03月19日	检验地点 Testing add	本院
样品(封样)状态描述 Sample(Sealing) state	白色口罩		
检验和判定依据 Test and Determine standards	GB 19083-2010 《医用防护口罩技术要求》		
检验项目 Test Item(s)	详见下页		
主要仪器设备 Testing Apparatuses	自动过滤效率测试仪、呼吸阻力测试装置等		
环境条件 Environmental conditions	温度: /℃ 相对湿度: % 气压: /kPa 风速: /m/s		
检验结论 Test Conclusion	<p>所检样品, 其检验项目均符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验专用章) Stamp of Testing 签发日期: Signature Date 2020年03月20日</p>		
备注 Note	/		



批准 Approver: 叶琼 审核 Review by: 池江琴 编制 Compiled by: 傅琪

检验报告

Test Report

(2020)FHB00593

共 2 页第 2 页 Page No:2-2

序号	检验项目	单位	技术要求	实测结果	单项判定
1	过滤效率	%	1级 ≥ 95	97	符合
2	吸气阻力	Pa	≤ 343.2	76.1	符合
备注	过滤效率、吸气阻力未进行预处理。				



以下空白



Certificate of Compliance



No. 3U200319P.FAM0044

Technical Construction File no.

Certificate's
Holder:

Fujian Aifu Medical Technology Co., Ltd.
4F, block A, 259 Juxing Road, Chenggong
Development Zone, Ximei street, Nan'an City,
Quanzhou City, Fujian Province

Manufacturer:

Fujian Aifu Medical Technology Co., Ltd
4F, block A, 259 Juxing Road, Chenggong
Development Zone, Ximei street, Nan'an City,
Quanzhou City, Fujian Province

Certification ECM
Mark:



Product:

Disposable KN95 Mask

Model(s):

KN95

Verification to:

Standard:

EN 149:2001+A1:2009

related to CE Directive(s):

R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 19 March 2020

Expiry date: 18 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it



PROTECTIVE MASK KN95

CE

EN 149:2001+A1:2009



Design By Face
Tight Fit To Face

Adopt electrostatic super filter element
High effective dust suppression
Anti virus and anti haze

5 PCS
Independent
Packaging

KN95 PROTECTIVE MASK



EN 149:2001+A1:2009

- Adopt electrostatic super filter element
 - Anti virus and anti haze
- High effective dust suppression

Instructions



1.

The tip of the nose is facing up without nose clip, one side is facing the face, and the two hands are pulling one ear band.

2.

Put the mask on the chin first, pull the ear belt to the ear and hang it on the ear to make it comfortable.

3.

Place both hands and fingers in the middle of the nose clip, press inward according to the shape of the nose bridge until it is consistent with the shape of the nose bridge.

4.

Apply the mask with both hands and check the tightness of the mask and face.

Matters Needing Attention

1. This product is not allowed to be used when the environmental pollutants seriously endanger health or the oxygen concentration is less than 15%.
2. When the product is damaged or the respiratory resistance is increased, please replace it in time.
3. If you feel dyspnea, dizziness, nausea and other discomfort, you should immediately go to a safe place to check and rest.

Storage Conditions

The packed products shall be stored in a well ventilated room with relative humidity no more than 80%, no corrosive gas.

Product Name : KN95 Protective Masks

Protection Level : KN95 level

Main Raw Materials : Non woven fabric, Melt blown fabric,

Electrostatic filter cotton

The product conforms to the new national standard GB 19083-2010

Date of Manufacture : See packaging code printing

Quality Guarantee Period : 2 years

Fujian Aifu Medical Technology Co., Ltd

【Production Address】 4 / F, block a, 259 Juxing Road, Chenggong Development Zone, Ximei street, Nan'an City, Quanzhou City, Fujian Province

【Service Hotline】 400-999-2565



Item Number : KN95-05



6 973118 720075

Made in China